



Precise Signal Delivery



重复性无创血压袖套

- 适用于病人监护
- 通过CE认证
- PU外皮涂层，方便清洁
- TPU内囊，环保、耐用
- 7个不同尺寸，针对不同群体的患者设计
- 单管与双管供选择
- 可提供不同款式血压接头及连接管
- 无乳胶设计

一次性无创血压袖套

- 单个患者使用，防止交叉感染
- 通过CE认证
- 无囊设计，满足患者更多选择
- 13个尺寸适用于不同患者
- 可提供不同款式血压接头及连接管
- 无乳胶设计





患者群体 (重复性)	臂周长
新生儿	6~11 cm
婴儿	10~15 cm
儿童	14~21.5 cm
成人 (小)	20.5~28 cm
成人	27~35 cm
成人 (大)	34~43 cm
成人 (大腿)	42~66 cm
可提供制造商OEM解决方案	
可提供更多的接头……	

患者群体 (一次性)	臂周长
新生儿	3.3~5.6 cm
新生儿	4.2~7.1 cm
新生儿	5.0~10.5 cm
新生儿	6.9~11.7 cm
新生儿	8.9~15.0 cm
婴儿 (小)	7.7~10.5 cm
婴儿	9.8~13.3 cm
儿童 (小)	12.4~16.8 cm
儿童	15.8~21.3 cm
成人 (小)	20.0~27.0 cm
成人	25.3~34.3 cm
成人 (大)	32.1~43.4 cm
成人 (大腿)	46.0~66.0 cm
可提供制造商OEM解决方案	