





## Precise Signal Delivery




心桥系列提供完整的重复性及一次性体温探头兼容方案针对不同患者及临床要求

- 提供体温及腔内（食道，直肠，耳腔或膀胱）连续体温测量方案
- 对应不同的患者群体
- 高准确度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$  (  $25^{\circ}\text{C}$ – $45^{\circ}\text{C}$  )
- YSI, Philips和西门子接头齐全, 其它接头将陆续推出
- 兼容YSI 400系列
- Santoprene™ 与PVC医用线材可供选择
- 通过ISO 9001, 10993及CE认证



### 重复性腔内系列

- 提供4mm/12FR,3mm/9FR, 2.3mm/7FR直径
- 高灵敏及准确度
- 坚固设计
- 可另提供高温高压消毒款式



### 重复性体表系列

- 使用非刺激性物料制造
- 不同直径 ( 16mm,10mm,6mm)
- 高灵敏及准确度
- 坚固设计
- 可另提供高温高压消毒款式



### 一次性腔内系列

- PVC线材
- 提供4mm/12FR,3mm/9FR, 2.3mm/7FR直径
- 高灵敏及准确度
- 医用卫生包装, 并可提供灭菌包装




### 一次性体表系列

- 金属包裹特殊封装设计
- 采用防过敏的材质设计
- 直径10mm,7mm,5mm,
- 三种尺寸供选择
- 医用卫生包装, 并可提供灭菌包装



### 一次性耳腔系列

- 医用耳塞, 材质柔软
- 兼顾患者舒适度
- PVC线材
- 医用卫生包装



### 导尿管式体温系列

- 医用等线硅胶
- 9种尺寸 ( 8FR-24FR ) 供选择
- 连续监测膀胱内体温
- 环氧乙烷灭菌包装




### 一次性螺旋线材探头系列

- 螺旋PVC线材
- 可根据需要订制不同线长
- 医用卫生包装
- 可做加工配合其它医疗产品



### 一次性平行探头系列

- 平行弹性PVC线材
- 可根据需要订制不同线长
- 医用卫生包装
- 可作加工配合其它医疗产品



### 一次性特小探头

- 弹性铜线材
- 可根据需要订制线长
- 直径少于1mm
- 支持高电压5KV
- 可加工配合其它医疗产品



### 延长及转接线系列

- 不同线长可供选择
- Molex常规接头
- 耐用的线材设计
- 根据客户要求订制